

Thermo Scientific Biopsiebeutel



Diese hochwertigen Biopsiebeutel stellen eine ungehinderte Flüssigkeitszirkulation um das Gewebe sicher.

- 3 Ausführungen erhältlich: herkömmliche weiße Nylon-Beutel, säurebeständige Beutel und Beutel aus blauem Nylon
- In den blauen Beuteln sind die Präparate besonders gut sichtbar
- Geringes Verlustrisiko bei kleinen Präparaten
- Verringert die Reagenzienverschleppung und Druckartefakte, die bei Schwämmen oft auftreten
- Praktische Beutelöffnung ermöglicht schnelle Präparatentnahme
- Säurefeste Biopsiebeutel bieten neben den Vorteilen der Nylon-Beutel zusätzlich Säurefestigkeit und können deshalb auch bei der Entkalkung eingesetzt werden

Abmessungen

Klein: 31 x 43 mm

Mittel: 45 x 65 mm

Groß: 75 x 85 mm

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Blaue Biopsiebeutel aus Nylon, Monofil mit hydrophiler Beschichtung		
Mittel	1000 St./Pck.	6774009
Klein	1000 St./Pck.	6774010
Groß	500 St./Pck.	6774011
Mittel	200 St./Pck.	6774012
Mittel	500 St./Pck.	6774013
Klein	200 St./Pck.	6774014
Klein	500 St./Pck.	6774015
Weißer Biopsiebeutel aus Nylongewebe		
Mittel	1000 St./Pck.	6774009W
Klein	1000 St./Pck.	6774010W
Groß	500 St./Pck.	6774011W
Mittel	200/ St./Pck.	6774012W
Mittel	500 St./Pck.	6774013W
Klein	200 St./Pck.	6774014W
Klein	500 St./Pck.	6774015W
Weißer säurebeständige Beutel, Gewebe		
Mittel	250/ St./Pck.	6774050
Klein	250 St./Pck.	6774051
Groß	250 St./Pck.	6774052
Mittel	1000 St./Pck.	6774053
Klein	1000 St./Pck.	6774054